

STARCLIM



Conditionnement	Code article
400 ml (aérosol)	10360001
400 ml (aérosol) x 12	10360012

CARACTERISTIQUES :

Cet aérosol permet d'enlever les chewing-gums collés sur les tissus, par une action givrante qui durcit le chewing-gum. Ainsi, il suffit de l'enlever avec un grattoir. Utilisé tête en bas, l'aérosol a la fonction de souffleur (nettoyant air sec).

Le starc antigum conçu, **pour enlever le chewing gum** est un aérosol qui a une action givrante.

En effet, le starc antigum va vous permettre d'agir rapidement sur le support à traiter puisqu'il va **durcir le chewing gum** afin qu'il puisse être retiré très facilement.

Vous allez ainsi pouvoir **enlever rapidement les chewing gum** qui restent collés sur les tissus, les sièges, les moquettes, les matières plastiques...

C'est un produit qui est destiné à un usage professionnel.

Conseil d'utilisation du starc antigum pour enlever les chewing gum

Le starc antigum conçu **pour enlever le chewing gum**, agit avec le tube prolongateur, suivant la surface à traiter.

Pulvériser le temps nécessaire pour effectuer la réfrigération. Ensuite, il suffit de retirer le chewing gum avec un grattoir.

Le starc antigum est un aérosol qui nécessite quelques précautions d'emploi :

- Ne pas pulvériser sur la peau (risque de brûlures froides)
- Porter [des gants de protection](#)
- Eviter de toucher les pièces réfrigérées à mains nues immédiatement après pulvérisation.